

# Urology BASICOS EN CATETERES URETERALES

Pablo Abad-López / @DoctorAbad

### ¿QUÉ ES UN CATÉTER URETERAL?

Es un dispositivo endourológico que distribuye la orina desde el tracto urinario superior a la vejiga en caso de obstrucción del tracto urinario superior ó para prevenirla.

#### FUNDAMENTOS FÍSICOS DE LA ORINA EN EL TRACTO URINARIO SUPERIOR

Orina a través del uréter: fluido laminar, incompresible y Newtoniano

Ecuación de Continuidad: La Masa que entra en el uréter (Ma) es igual a la masa que sale del uréter (Mb) hacia la vejiga.

> Ma = Mb $Va \times Aa = Vb \times Ab$

Principio de Bernoulli: La Energía (E) del fluido es igual en 2 secciones del uréter, lo que implica que la relación entre Velocidad (V) y Presión (P) permanece constante.

> Ea = Eb Va x Pa = Vb x Pb

Modificado de J.C. Gómez-blanco, J. Martínez-reina, D. Cruz, et Al. Aplicación de la Mecánica de Fluidos y la Simulación: Tracto Urinario y Catéteres Ureterales. Arch. Esp. Urol. 2016; 69 (8): 451-461

#### HISTORIA DE LOS CATÉTERES URETERALES

G. Simon (1900): primer catéter ureteral con abertura vesical

Herdman (1949): primer catéter ureteral de polietileno, hacia el exterior uretral


R.P. Gibbons: primer catéter ureteral con bulbo vesical para prevenir desplazamiento proximal

T.W. Hepperlen (70s): primer catéter ureteral mono-J


R.P. Finney (70S): primer catéter ureteral doble-J

#### velocidad URÉTER NORMAL






El peristaltismo que realiza el uréter hace que la zona de bajas presiones más cercana al riñón desaparezca ntando su presión hasta el valor máximo.



#### **URÉTER DERIVADO**



un alto grado de fricción, modificando la tasa de flujo, en el cual la orina circula entre las paredes ureterales y el catéter, así como

#### PROPIEDADES Y MATERIALES DE LOS CATÉTERES URETERALES

#### **PROPIEDADES**

DUREZA: máxima fuerza requerida para que el extremo proximal del catéter atraviese un tejido

RIGIDEZ: capacidad de no deformarse al someterse a tracción / compresión

COMPRESIÓN RADIAL: reducción del lumen central

RESISTENCIA A LA ENCRUSTACIÓN: capacidad de no calcificarse

#### **MATERIALES**

POLIETILENO: rígido y con tendencia a la rotura

POLIETILENO + POLIURETANO: más resistente, menos incrustante. Mejor adaptabilidad (efecto

SILICONA: mayor flexibilidad, menos rigidez durante la inserción = mejor tolerancia pero mayor dificultad para la colocación en uréteres estrechos. Menos incrustación.

REFORZADOS CON ALAMBRE (METÁLICOS): Mayor resistencia a la compresión radial (Menor reducción del lumen central). Nitinol (Niquel + Titanio).

### **TIPOS DE CATÉTERES URETERALES**

### **DOBLE** J

#### Finney et al (1978).

Mejora en el anclaje y prevención del desplazamiento.

La mayoría de catéteres actuales adoptan esta forma.

### **ESTRIADO**

#### Finney et al (1981).

Mejoría en el aclaramiento de restos litiásicos tras

LithoStent (Olympus, USA), Towers

#### **ESPIRAL**

Guía metálica en el interior. Meioría del drenaie en obstrucciones extrínsecas. Mejor adaptación a la forma ureteral. Meior tolerado.

Percuflex Helical (Boston Scientific, USA)

### DE DUREZA DUAL

Transición progresiva desde extremo duro (renal) al blando (vesical), lo que mejora la tolerancia. Percuflex® (Boston® Scientific, USA) Inlay® (Bard® medical, USA)



#### **TAIL STENTS**

Bucle de polímero en el extremo distal. Reduce el disconfort vesical. No diferencia respecto a síntomas renales

Polaris™ (Boston® scientific, USA)



DE PUNTA MAGNÉTICA No requieren cistoscopia para su

Blackstar (Urotech, Germany)



## DE DIÁMETRO DUAL Para endopielotomía longitudinal

diámetro que el resto del catéter. cónicas para facilitar la inserción. Indovasive@



# **FILIFORME**

Evitan la fricción en el trígono: el bucle distal es reemplazado por una sutura de 0.3Ch de polipropileno Diámetro: 7 y 4.8Ch (mini). Mini no se aconseja para litiasis obstructivas.

J-Fil. MiniJ-Fil (Rocamed), HydroPlus



### **METÁLICOS**

Se ablandan y moldean a temperaturas entre los 7-13ºC. Mantienen su forma con el aumento de temperatura hasta los 55ºC. En obstrucción ureteral extrínseca, Resonance (Cook@ Medical. USA). Silhouette stent (Applied Medical).



# DE LUMEN DUAL

Mayor flujo intra-catéter. En obstrucciones extrínsecas y fallo de stent simple, sin incrementar disconfort.

### **MALLADOS AUTO-EXPANDIBLES**

Tolerancia mejorada (menos irritación del tracto urinario). Mayor flujo urinario intra-stent. Riesgo de obstrucción disminuido. Refluio retrógrado y dolor en flanco disminuidos.

Uventa (TaeWoong, South Korea) Allium URS (Allium LTD, Israel) Memokath 051 (PNN Medical, Denmark)



**REVESTIMIENTO** Para reducir incrustación (antibiótico, heparina, glicosaminoglicanos ...)

**FUTURO DE LOS CATÉTERES URETERALES** 

Para reducir la morbilidad relacionada con la retirada.

**LIBERADORES DE FÁRMACOS** 

En tumores de tracto urinario superior (BCG, mitomicina)